

**Protocolo envío de muestras  
Nodo de Madrid  
Nov2008**

<b>Servicio Genotipado Taqman/Kaspar</b>	
<b>Formato de envío muestras de DNA</b>	<b>Placas 96 pocillos</b> <i>Placas recomendadas: Placas de PCR sin faldilla o con media faldilla. Termo- selladas y congeladas a ser posible.</i> <b>ATTN:</b> Los pocillos F12, G12 y H12 <u>no deben contener ninguna muestra</u>
<b>Estado de DNA</b>	<b>Resuspendido (en agua o TE)</b>
<b>Cantidad/concentración de ADN mínima requerida</b>	<b>Volumen mínimo 10ul</b> <b>Concentración</b> Muestras en placas 96 pocillos NORMALIZADAS a 20 ng/ul
<b>Cantidad/concentración optima DNA/SNP requerido para genotipar mediante Taqman</b>	<b>20 ng de DNA</b>
<b>Persona de contacto</b>	Anna González-Neira <a href="mailto:agonzalez@cniio.es">agonzalez@cniio.es</a> tel: 91 224 6974 Fax: 912 246 980
<b>Plantilla de las muestras</b>	Hoja Excel Los códigos de DNA no pueden contener caracteres extraños como espacios, /, -, puntos ,etc
<b>Dirección de entrega</b>	Centro Nacional de Genotipado Unidad de Genotipación. Laboratorio 207A Centro Nacional Investigaciones Oncológicas c) Melchor Fernández Almagro 3 Madrid 28029 España